# MAQUET GETINGE GROUP

VENTILAÇÃO SERVO-s TRATAMENTO FÁCIL E CONFIÁVEL







Mostrando o caminho: A MAQUET é uma das mais importantes fornecedoras de produtos médicos para unidades de terapia intensiva e centros cirúrgicos. Um firme compromisso com o investimento em pesquisa e desenvolvimento garante que os produtos MAQUET continuem a oferecer contribuições significativas para o aprimoramento no tratamento de pacientes.

A MAQUET inspira-se em muitos anos de experiência no fornecimento dos mais avançados sistemas de ventilação pulmonar. Desde a introdução do primeiro ventilador SERVO em 1971, a MAQUET entregou mais de 100.000 unidades e SERVO tornou-se a marca número um do mundo em ventilação pulmonar.

Os ventiladores MAQUET SERVO estabeleceram o padrão para o setor de terapia intensiva. Com base na tecnologia comprovada SERVO, o SERVO-s® oferece a mais avançada tecnologia em ventilação pulmonar mecânica em um pacote preciso. É confiável, sensível aos esforços do paciente e ideal para uso em pacientes adultos e pediátricos em várias situações de terapia de ventilação em hospitais. Fácil de usar, confiável, adaptável – descubra todos os motivos pelos quais o SERVO-s simplesmente faz sentido.

MAQUET - The Gold Standard.

## TERAPIA FLEXÍVEL QUE OFERECE OPÇÕES


A simplicidade no uso do ventilador SERVO-s facilita o fornecimento de ventilação de alta qualidade a beira do leito, para que você tenha mais tempo para concentrar-se no tratamento do paciente. Os equipamentos apresentam uma grande variedade de modos de ventilação que podem ser ajustados para situações clínicas específicas. A ampla interface intuitiva com o usuário oferece valiosas informações de suporte para tomada de decisão. Curvas com qualidade de diagnóstico e uma matriz de parâmetros de mecânica pulmonar facilitam o acompanhamento do progresso do paciente e permitem avaliações clínicas para ajustar o tratamento.

O SERVO-s, em conjunto com o Compressor Mini, oferece ventilação com a qualidade SERVO, independente de instalações centralizadas de gás. O compressor silencioso e compacto fornece ar comprimido seco filtrado e é ideal para uso a beira do leito. O Compressor Mini também pode ser usado como equipamento de reserva confiável, assumindo automaticamente as funções se houver falha no suprimento central de gás.

Uma solução econômica: O SERVO-s é um ventilador econômico fácil de usar e produzido sob medida para suas necessidades clínicas.

- Mesmo sistema usado para ventilação invasiva e não invasiva beira leito e durante transporte dentro do hospital
- Adaptável em carrinho móvel, prateleira ou suporte suspenso
- O cassete expiratório intercambiável, de uma só peça, permite que o sistema esteja pronto imediatamente para o próximo paciente
- Procedimento rápido e automatizado de verificação preliminar de todo o sistema, incluindo circuito respiratório
- Atualização do software beira leito
- Intervalo de manutenção de 1 ano/5.000 horas
- Sensor de O₂ ultrassônico permanente
- Maximize o tempo de funcionamento com o MCare Remote Services™

#### Configurações de ventilação do SERVO-s



#### Legenda de abreviações

SIMV Ventilação mandatória intermitente sincronizada
PRVC Volume controlado com pressão regulada
CPAP Pressão positiva contínua nas vias respiratórias
VNI Ventilação não invasiva

VC Volume controlado
PS Pressão de suporte
PC Pressão controlada



# VENTILAÇÃO ADAPTÁVEL PARA MELHOR INTERAÇÃO COM O PACIENTE

#### Tratamento individual de qualidade, um paciente por vez:

Os anos de pesquisa da MAQUET no design de ventiladores e a cooperação muito próxima com os mais importantes pesquisadores clínicos demonstraram a importância do aprimoramento do fornecimento de fluxo em relação às necessidades individuais de cada paciente.

O SERVO Feedback Control System responde imediatamente às necessidades do paciente em termos de alterações de pressão e fluxo. Até mesmo os menores desvios dos valores definidos são detectados, transmitidos para as válvulas controladas pelo SERVO e regulados centenas de vezes por segundo. Isso garante fornecimento preciso de gás, assegurando melhor interação com o paciente e maior proteção pulmonar.



Além disso, o SERVO-s foi projetado para minimizar o esforço respiratório, tanto no início como no final de uma respiração, para oferecer conforto ao paciente. Isso é conseguido com um sensor de fluxo inspiratório sensível e com uma abertura otimizada da válvula expiratória no início da expiração, para minimizar o esforço de respirar sem perda de PEEP.

A possibilidade de ajustar o aumento do tempo inspiratório, isto é, a velocidade que o fluxo máximo fornecido durante a inspiração é atingido, e de ajustar quando uma respiração espontânea inicia a expiração torna possível ajustar a ventilação para as necessidades específicas de cada paciente.



### VENTILAÇÃO SIMPLES COM RECURSOS RÁPIDOS E INTELIGENTES

Interação com o usuário: O SERVO-s é fácil de aprender, manusear e manter. Isto o torna ideal para assistência ventilatória em diversas áreas de cuidados clínicos.

A interface do usuário é projetada por médicos para médicos – o sistema intuitivo de menus é acessado na tela sensível ao toque, botão giratório principal ou botões de acesso direto, oferecendo controle seguro das configurações vitais como PEEP, concentração de O<sub>2</sub>, frequência respiratória e volume/pressão.


Conveniência desde o início: A verificação preliminar automatizada fornece instruções simples na tela, em apenas alguns minutos. Testa as funções vitais e oferece informações úteis sobre o ventilador e o circuito do paciente, garantindo que tudo está pronto antes de conectar o equipamento a um paciente.

#### Simples de operar:

- Curvas de alta resolução e resposta rápida que indicam pressões inspiratória e expiratória, fluxos e volumes, com qualidade de diagnóstico
- Loops de Volume/Pressão e Fluxo/Volume
- Armazenamento contínuo por 24 horas de dados de tendências dos parâmetros e eventos medidos
- Configuração de arrangue definida pelo usuário
- Funcionalidade Modo Anterior, facilitando a alternância para o último modo com as últimas configurações
- Suporte para sucção com possibilidade de definir níveis de pré e pós-oxigenação
- Os menus foram simplificados a apenas dois níveis principais, a fim de facilitar o acesso rápido a todos os ajustes

Parâmetros da mecânica pulmonar como resistência e complacência, podem ser exibidos, auxiliando no entendimento da condição respiratória de pacientes e no ajuste das configurações. Parâmetros de desmame P0.1, Índice de respiração superficial e esforço respiratório estão também disponíveis, fornecendo aos clínicos indicações de quando iniciar o desmame do paciente do ventilador.





Acesso direto às configurações vitais

### UMA AMPLA VARIEDADE DE MODOS DE VENTILAÇÃO

O Volume controlado (VC) faz mais do que apenas proporcionar um fluxo pré-determinado como ocorria nos modos volume controlado tradicionais. Ele detecta a necessidade do paciente de um fluxo maior durante a inspiração e fornece um perfil de fluxo adaptado às necessidades imediatas do paciente. É fornecido um valor mínimo pré-determinado de volume corrente que pode aumentar se o paciente necessitar.

Para um controle preciso do volume corrente, a adaptação de fluxo pode ser desativada. Diminuir o fluxo é outra opção no modo VC e é projetado para reduzir as pressões de pico em pacientes com SDRA, por exemplo.

Pressão controlada (PC) com recrutamento tardio garante uma pressão constante durante a inspiração, assegurando uma distribuição uniforme do gás. Caso seja detectado que os alvéolos previamente fechados comecem a se abrir, que é indicado mediante uma queda de pressão, estes têm a abertura estimulada através de um incremento exato de fluxo.

Volume controlado com pressão regulada (PRVC) é uma modalidade combinada de Volume e Pressão controlados, permitindo que o SERVO-s libere uma ventilação de Pressão controlada com um Volume garantido à menor pressão possível.

O Bi-Vent permite aos médicos combinar ciclos de tempo alternados entre dois níveis de pressão. O modo permite respiração espontânea irrestrita em qualquer fase do ciclo baseado no tempo. O Bi-Vent também pode ser usado para Ventilação de liberação de pressão das vias aéreas (APRV).

A Ventilação não invasiva (VNI) adapta-se a vários níveis de perda para manter a pressão definida e o nível PEEP. E os volumes Corrente e Minuto medidos mostrados na tela têm compensação de perdas, de forma que o volume real inspirado e expirado pelo paciente é exibido. A fração de perda é também mostrada, oferecendo uma indicação de quando a interface não invasiva pode precisar de ajuste.





5

NIV Pressure Support

### CONFIABILIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DA TRADIÇÃO EM QUALIDADE

Desempenho confiável: Os ventiladores SERVO são famosos por seu desempenho extraordinário e o SERVO-s não é uma exceção. As medições rápidas e exatas de fluxo e pressão, a fácil leitura dos valores do paciente, a confiabilidade e a simplicidade de manuseio assim como os sistemas de alarme e os sistemas de respaldo são parte da herança do SERVO.

No cassete expiratório, os transdutores de fluxo ultrassônico rápidos e precisos garantem a medição exata do fluxo expiratório e alarmes confiáveis, garantindo, também, a resistência expiratória e o esforço respiratório mais baixos possíveis.

A intuitiva interface gráfica de usuário facilita o controle e a rapidez de resposta. As informações sobre o estado da célula de oxigênio, do cassete expiratório e da capacidade da bateria são mostradas na tela.

#### Reservas e alarmes:

- Alarmes visuais e sonoros para proteger o paciente
- Sistema de alarme externo opcional
- O sistema de reserva, ou a ventilação de backup, proporciona uma assistência imediata ao paciente em modo Pressão de Suporte
- Funcionamento contínuo e ininterrupto de gás em caso de falha de suprimento de O2 ou ar
- As baterias integradas e recarregáveis proporcionam uma alimentação de segurança por pelo menos 60 minutos no caso de falta de energia
- A capacidade total da bateria aparece indicada em minutos na tela do SERVO-s
- Tempo de reserva adicional da bateria via fonte de alimentação externa de 12 V
- Cilindros de gás podem ser presos diretamente na parte traseira do carrinho para transporte dentro do hospital







### GARANTINDO O DESEMPENHO DESDE O PRIMEIRO DIA

#### Recursos que satisfazem todas as necessidades:

A MAQUET oferece uma ampla gama de acessórios e materiais de consumo, como umidificadores ativos e passivos, circuitos para pacientes e o filtro Servo Duo Guard<sup>TM</sup> criado para uso seguro durante nebulizações.

A MAQUET oferece soluções para nebulização intermitente e contínua com unidades reutilizáveis ou descartáveis.

Todas as soluções oferecem fornecimento de aerossol de alto desempenho sem afetar as configurações de ventilação, tornando possível oferecer tratamento a uma gama maior de pacientes.

O carrinho de transporte do SERVO-s foi ergonomicamente projetado para oferecer máxima estabilidade e facilidade de uso. Os acessórios, como o nebulizador, umidificador e braço de suporte, podem ser facilmente fixados à lateral ou à frente da coluna do carrinho.

O MAQUET MCare® é um conceito de serviço global que garante a operação do SERVO-s com o desempenho máximo em toda a vida útil e as vantagens de todos os recursos para a equipe, da melhor maneira possível. Além de peças, treinamento, serviço e manutenção, o MCare oferece soluções inovadoras, como os serviços e suporte on-line exclusivos e atualizações constantes do equipamento.

Acesso ao portal do MCare. O portal do MCare é uma oferta exclusiva da MAQUET. A equipe pode analisar seus próprios sistemas SERVO-s, acompanhar as programações de serviço e manutenção, obter uma visualização instantânea dos documentos de serviço e do usuário, bem como as últimas novidades sobre o sistema. A conexão remota ao MCare permite um serviço rápido e ecologicamente sustentável. O portal também oferece fácil acesso aos módulos de treinamento.

Gerenciamento de custo e risco. Na MAQUET, sabe-se como é importante ajudar as instalações a gerenciarem os custos cada vez maiores com saúde. Com os serviços do MCare, os proprietários do SERVO-s usufruem da transparência nos custos de materiais de consumo e até mesmo do programa de servico em toda a vida útil.



SERVO Duo Guard



Aeroneb



Garantimos serviços de alta qualidade para o seu SERVO-s e sua equipe



O Portal MCare contém informações e documentação útil



Maquet Critical Care AB 171 54 Solna, Sweden Telefone: +46 (0) 8 730 73 00 www.maquet.com

#### **Contato local:**

Visite nosso website www.maquet.com

As seguintes marcas comerciais da Maquet Critical Care AB estão registradas ou pendentes: SERVO-s e MAQUET MCare

O GRUPO GETINGE é fornecedor mundial, líder em equipamentos e sistemas que contribuem para a qualidade e a relação custo benefício em tratamentos de saúde e ciências naturais. Trabalhamos com as três marcas ArjoHuntleigh, GETINGE e MAQUET. A ArjoHuntleigh mantêm em foco a mobilidade dos pacientes e provê soluções para o cuidado de feridas. A GETINGE fornece soluções para o controle de infecções em tratamentos de saúde e na prevenção da contaminação em ciências naturais. A MAQUET é especializada em soluções, terapias e produtos para intervenções cirúrgicas, cardiologia intervencionista e cuidados intensivos.